

ChloraSolv®

EN SKONSAM METOD FÖR ENKEL SÅRDEBRIDERING

ChloraSolv är en debrideringsgel avsedd för rengöring och debridering av sår.



INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

ChloraSolv är avsedd att användas för vuxna patienter med infekterade kroniska diabetiska fotsår i behov av debridering. ChloraSolv är avsedd för engångsanvändning på en enskild patient.



INGREDIENSER

- Gel: ogenomskinlig viskös lösning bestående av vatten, karboximetylcellulosa, natriumklorid, titandioxid och aminosyror (glutaminsyra, leucin, lysin) med basiskt pH.
- Natriumhypoklorit 0,9 %: klar vattenbaserad lösning med basiskt pH.

De två komponenterna blandas i lika delar vid applicering/in-situ och bildar en gel bestående av 0,45 % natriumhypoklorit.

Produkten ska förvaras kyld (2–8°C) i originalförpackningen.




FÖRPACKNING

Artikel-nummer	Beskrivning	Enhetsförpackning	Förpackning transport
10703	Debrideringsgel för sår	5 x 3 ml	10 x 3 ml

Referenser

1. Bergqvist K, Almhojd U, Herrmann I, Eliasson B. The role of chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an exploratory multicentre randomised controlled trial. *Clin Diabetes Endocrinol.* 2016;2:6
2. Data on file
3. Data on file



Anmäl dig för att få de senaste nyheterna & uppdateringarna från RLS Global AB



RLS GLOBAL

Gentle Methods